

# VAKUUMSKI ČISTAČ PORA KILPOR2.0



Model Nb.: XN-8030

KORISNIČKI PRIRUČNIK

## Korisniku

Hvala što ste odabrali naše proizvode. Molimo pročitatte ovu upute prije korištenja proizvoda da biste razumjeli uporabu ovog proizvoda i ono na što morate biti svjesni. Uvijek koristite proizvod prema ovom priručniku kako biste izbjegli moguće kvarove proizvoda i tjelesne ozljede. Spremite ovaj priručnik za buduću upotrebu.

## Uvod u proizvod

Čistač pora i akni vakuum negativnog tlaka je kozmetički uređaj s funkcijom dermabrazije, za čišćenje pora, usisavanje ulja i ostalih prljavština s vaše kože. Ovaj prijenosni uređaj za ljepotu mikrodermabrazije dolazi s 4 izmjenjive glave za usisavanje, s 4 različite funkcije (piling kože, zatezanje lica, čišćenje pora, uklanjanje ušiju i akni, uklanjanje bora). Vakuumski čistač pora Kilpor 2.0 sadrži 5 različitih načina usisavanja snage, udovoljavajući potrebama različitih korisnika.

## Tehničke specifikacije

Broj modela: XN-8030

Veličina proizvoda: 180\*40\*39 mm

Snaga: 0,7W

Ulazni napon: DC 5V

Nazivna struja: ≤500 mA

Kapacitet baterije:1000 mA

Vrijeme punj.:cca.90min

Radno vrijeme:cca.2,5sata

## Sadržaj pakiranja

1. Glavna jedinica 1x
2. Višenamjenska usisna glava 4x(1xVelika kružna rupa glave,1x Glava male kružna rupa,1xGlava ovalne rupe,1xUmjetna sonda glava)
3. Pakiranje spužvica i gumenih prstenova
4. USB kabel za punjenje 1x
5. Uputa za proizvod 1x



## Uvod komponente



1. Sonda (besplatna za pretvorbu)
2. Prekidač (5 stupnjeva prijenosa)
3. LED indikator punjenja
4. Utičnica za punjenje



Kad punite proizvod, priključite USB liniju na punjač (nije uključen) ili na računalo. Crveno svjetlo će svijetliti prilikom punjenja, a zeleno svjetlo će se upaliti kada završite.

## Uvođenje sonde

### Četiri alternativne sonde



#### Uljepšajte svoju kožu mikrokristalom

Umjetna glava mikro-kristalnih čestica dizajnirana je za čišćenje kože i uklanjanje mrtve kože s površine kože.

#### Sonda velike okrugle rupe (snažno usisavanje)

Ova sonda sa snažnim usisavanjem, uglavnom se odnosi na komedone, ulje, prašinu, ostatke kozmetike i tako dalje. Osobe s krhkom ili tankom kožom budite oprezni. Jednom tjedno, po 5 minuta, posebno prema situaciji na koži.



#### Sonda male okrugle rupe (slabo usisavanje)

Ova sonda se može koristiti za usisavanje komedona, ulja, prašine, ostatka kozmetike i tako dalje za osjetljivu ili tanku kožu sa slabim usisavanjem.

#### Elipsoidna sonda (slabo usisavanje)

Ova sonda male eliptične rupice može se koristiti za svakodnevnu njegu kože. Za bore oko očiju ili usta, usisajte ih i brzo otpustite, a zatim ponovno usisavajte i otpustite, i opet. Možete ga koristiti i odozdo-dolje za podizanje



## UPOZORENJA

1. Prije rukovanja uređajem provjerite da su vaše lice i ruke suhi i bez vode ili druge tekućine. Ako u uređaj uđe tekućina, to bi ga moglo oštetiti.
2. Provjerite da li je filtrirska spužva pravilno stavljena u čašu za filtriranje i da je spužva suha te da se u njoj ne udiše voda ili druga tekućina, a suhu vodu ili drugu tekućinu na koži treba paziti istovremeno prije njege, u protivnom će se dirati voda ili druga tekućina usisati u pumpu stroja koja bi začepila uređaj tako da ne može raditi ispravno.
3. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane djece ili osoba s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim vještinama ili nedostatkom iskustva i/ili nedovoljnim znanjem, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost i dobrobit ili prima uputstva od te osobe kako upravljati uređajem. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Proces čišćenja i održavanja ne smiju provoditi djeca ako nisu pod nadzorom.
4. Ovaj proizvod nije za uporabu na područjima tijela koja su bila podvrgnuta bilo kakvoj operaciji ili imaju ožiljke. Ne preporuča se trudnicama i bolesnicima sa srčanim bolestima.
5. Upozorenje: ne uvlačite vodu u stroj i ne perite stroj.
6. Ne koristite ogrlice, naušnice ili bilo koji nakit za lice dok koristite ovaj proizvod. Ogrlice, naušnice i drugi vrsta nakita prije korištenja proizvoda treba ukloniti.
7. Ako osjetite bol tijekom korištenja ovog proizvoda, odmah prestanite s upotrebom.
8. Ovo nije medicinski proizvod. Ništa se ne smije smatrati medicinskim savjetom, dijagnozom ili liječenjem.
9. Ovaj proizvod nije voodootporan i ne smije se koristiti pod tušem ili u bilo kojoj situaciji koja uključuje vodu. Ne potapajte jedinicu pod vodu.
10. Ne čuvajte ovaj proizvod u kupaonici ili sobi sa visokim sadržajem vlage.
11. Ne skladištite i ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini izvora topline ili vatre.
12. Čuvati izvan dohvata djece. Ovaj uređaj nije igračka i djeca ga ne smiju koristiti niti pohranjivati na njega dostupan.
13. Ne koristiti na nadraženoj koži. Prekinite upotrebu ako dođe do iritacije kože.
14. Budite oprezni pri uporabi oko očiju.
15. Ovaj je uređaj namijenjen samo za kućnu i suhu upotrebu.
16. Nikada ne koristite uređaj bez da je jedna usisna glava pravilno postavljena na usisnu mlaznicu.
17. Redovito uklanjajte blokade uzrokovane prašinom, dlakama itd. Jer uvelike smanjuju snagu usisavanja i/ili opće performanse uređaja.
18. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu kad ga ne koristite.
19. Ako uređaj ne radi kako bi trebao, primio je oštar udarac, pao, oštećen, ostavljen na otvorenom ili pao u vodu, nemojte ga koristiti.
20. Ovaj uređaj se nikada ne bi trebao uključivati ako se ne koristi, tijekom zamjene podataka ili tijekom čišćenja.
21. U slučaju neispravnosti i/ili oštećenja, nemojte pokušavati sami popraviti i osigurajte da se proizvod pravilno odlaže u skladu s lokalnim zakonima.

## Koraci instalacije beauty sonde

Filtersku spužvu stavite u čašu za filtriranje kao što je prikazano u nastavku;



1



2



3



4



5



6

Najprije uklonite usisnu glavu. Uzmite glavu za usisavanje i okrenite je u smjeru kazaljke na satu, dok je izvlačite.

Sada zgrabite kapicu mlaznice i okrenite je u smjeru kazaljke na satu, a istovremeno je izvlačite. Uklonite staru ili/i umetnite novu filter spužvicu u filtarsku čašu.

Provjerite je li filter spužva dobro postavljena u čašicu. Vratite poklopac na mlaznicu (okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zatvorili na mjesto).

Sada možete vratiti glavu za usisavanje.

Zgrabite glavu i zakrenite je u smjeru kazaljke na satu dok se ne prilegne na mlaznicu.

Kada je silikonski prsten oštećen ili je filtrirska spužva zaprljana, što je potrebno zamijeniti, zamijenite je i instalirajte na gore opisani način.

## Prije upotrebe

**Napomena: Ispravan način upotrebe vrlo je važan!**

Prije upotrebe proizvoda, pore morate otvoriti vrućom vodom (po mogućnosti vrućim ručnikom nekoliko minuta) kako bi se nečistoća lako mogla usisati.

- Prije upotrebe proizvoda, koristite vruću paru ili vrući ručnik ili gel/kremu za uklanjanje mitesera na vašoj koži 5 minuta da biste potpuno otvorili pore kako biste osigurali najbolje performanse proizvoda.
- Provjerite jesu li pore potpuno otvorene nakon vruće kupke ili vježbanja i održavajte lice vlažnim.
- Molimo vas da lagano je pomičite po koži. **Ne ostanite na jednom mjestu duže vrijeme da ne biste povrijedili kožu.** Može usisati masti, bjeloočnice, akne i relativno plitke mitesere. Ako je miteser relativno dubok, najbolje je koristiti je zajedno s izvedenim losionom.
- Njegu kože možete napraviti pomoću tonera ili hladne vode za smanjivanje pora.



## Instrukcije



**KORAK 1:** Skinite šminku i očistite lice.

**KORAK 2:** Upotrijebite topli ručnik za lice kako biste uparili lice - kako biste otvorili pore.

**KORAK 3:** Nanesite neki izvedeni losion kako biste oslobodili mitesere.

**KORAK4:** Prema vašim zahtjevima, odaberite između četiri usisne glave. Započnite s najnižom razinom usisne snage.

**KORAK5:** Pomičite sredstvo za čišćenje mitesera natrag i naprijed oko pore stalnom brzinom, polako se pomičite, ne zadržavajte se na jednom mjestu da biste izbjegli ozljede i ne pritiskajte ga teško ili povlačite okomito. Ne ostanite na jednom mjestu više od 3 sekunde; inače će na licu ostaviti crvenilo i modrice).

**KORAK6:** Nakon čišćenja lica, koristite ledeni ručnik ili hladnu vodu ili tekućinu koja skuplja da biste obnovili tretirane pore. Nakon čišćenja lica, nanesite masku na lice kako biste smanjili pore.

### Kako odabrati razinu usisne snage?

Vakuumski čistač pora dizajniran je za razne tipove kože. Razina 1 i 2 laganog usisavanja pogodna je za osjetljivu i suhu kožu. Koristite ga s sondom za ljepotu s malim rupama prvi put. Usisavanje srednje razine 3 je namijenjeno neutralnoj koži. Visoka razina usisavanja, razina 4, je namijenjena masnoj koži, a najjača razina usisavanja, razina 5, namijenjena je mješovitom koži s velikim porama.

Pritisnite prekidač da biste pokrenuli uređaj na niskoj razini 1.

Pritisnite prekidač dvaput za pokretanje niske razine 2.

Pritisnite prekidač tri puta za pokretanje srednje razine 3.

Pritisnite prekidač 4 puta za pokretanje visoke razine 4.

Pritisnite prekidač 5 puta za pokretanje visoke razine 5.

Pritisnite prekidač 6 puta da biste isključili uređaj.



### Dermabrazija za kožu lica

- 1.) Stavite mikrokristalnu sondu, očistite kožu lica i osušite je.
- 2.) Krenite od čeljusti i pomaknite uređaj odozdo prema gore
- 3.) Postavite aparat na obraz i pomičite od sredine prema obje strane
- 4.) Aparat stavite na čelo i pomičite od sredine prema donjoj strani
- 5.) Postavite uređaj u zonu 1 i pomaknite ga odozdo prema gore.

### Očistite komedone, ulje, preostalu kozmetiku i tako dalje

- 1.) Ugradite veliku ili malu sondu (odaberite sondu i zupčanik prema vašoj koži).
- 2.) Rupu sonde poravnajte prema području kože na kojem treba paziti, krećite se u jednom smjeru, a ne naprijed i natrag, i nemojte ga predugo koristiti.

## Pazite na sitne bore

- 1.) Ugradite elipsoidnu sondu
- 2.) Držite stroj kako biste brinuli o kutovima očiju, nosa, usta i ostalih dijelova lica, a strojeve stroja prilagodite vašim potrebama.
- 3.) Možete usisati područje na kojem treba brinuti i brzo se otpustiti, a zatim ponovno usisati i otpustiti 5 minuta.

## Napomene:

- Zapamtite da se nastavite kretati, ne držite se na jednom mjestu predugo
- Prije upotrebe proizvoda, koristite vruću paru ili vrući ručnik ili gel / kremu za uklanjanje mitesera na vašoj koži u trajanju od 5 minuta da biste potpuno otvorili pore za najbolje performanse proizvoda

**PAŽNJA:** molim vas nemojte stalno usisavati isto područje jer koža može postati crvena ili ljubičasta. Ako postane ljubičast ili nabubri, odmah prestanite koristiti uređaj. Učinite hladni oblog, a zatim vrući oblog ili sljedeći dan posjetite liječnika.

**PRAVILNA UPOTREBA:** Nikada ne držite uređaj na jednom mjestu. U jednoj točki možete zadržati najviše 3 sekunde. Ne upotrebljavajte uređaj okomito na koži. Uvijek ga pomaknite prema naprijed ili natrag da biste izbjegli pojavu ljubičaste i crvene kože



## Održavanje

Nakon svake uporabe očistite usisnu glavu tako da je isperete toplom vodom. Pustite da se glava za usisavanje osuši na zraku. Ne pokušavajte očistiti glavni uređaj ispiranjem vodom jer nije vodootporan. Za čišćenje glavne jedinice obrišite je mekom, vlažnom krpom.

## POMOĆNI SAVJETI

- Nakon korištenja usisavača za usisavanje pora, obavezno nanosite ovlaživač na područje na kojem ste koristili proizvod.
- Prije i poslije upotrebe, nemojte koristiti piling lica ili druge pilinge.
- Bez snažnih pritiska za vrijeme korištenja usisavača pora. Dovoljne su usisne mogućnosti za učinkovito čišćenje pora.

Blago crvenilo je normalno i nestat će nakon kratkog vremena.

**NAPOMENA:** Usisavač pora za pore može se koristiti jednom tjedno na suhoj koži. Na masnoj i mješovitoj koži može se koristiti dva puta tjedno. Ne koristite ga duže od pet minuta dnevno.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA:

- Ako aparat ne radi, provjerite je li glava za usisavanje pravilno postavljena ili provjerite ima li komponenta koje morate očistiti.
- Ako aparat radi sporije, očistite usisnu glavu i napunite proizvod.

## Upute za recikliranje i odlaganje



Označavanje ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU-a. Kako bi se spriječile moguće štete u okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada; reciklirati odgovorno za promicanje održive upotrebe materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, koristite sustave za povratak i prikupljanje podataka ili se obratite prodavaču gdje je proizvod kupljen. Oni mogu uzimati ovaj proizvod za sigurno recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ.